

me
3te
K

Mostrario
Dientes de resina

Acrylic resin teeth
Guide

newtek Dientes de resina acrílica *Acrylic resin teeth*

Alta calidad en materiales y acabado, así como gran resistencia.
High quality materials and finished, as well as great resistance.



Anterior Superior / Upper anterior

Anterior inferior / Lower anterior

<p>A23</p>	30M	29M			
<p>A24</p>	30M	29M			
<p>A25N</p>	30M 30L	29M	32F 33F		
<p>A26</p>	32M 32L	31M	32F 33F	31Z	
<p>3D</p>	32M 32L	31M	32F 33F	31Z	
<p>3N</p>	30L 32L	31M		31Z	



Anterior Superior / Upper anterior

Anterior inferior / Lower anterior

<p>2P</p>	<p>32M 32L</p>	<p>31M</p>	<p>32F 33F</p>	<p>31Z</p>
<p>3P</p>	<p>32M 32L</p>	<p>31M</p>	<p>32F 33F</p>	
<p>136</p>	<p>32M 34M 34L</p>		<p>32F 33F</p>	<p>31Z</p>
<p>137</p>	<p>34M 34L</p>		<p>32F 33F</p>	
<p>264</p>	<p>34M 34L</p>		<p>32F 33F</p>	
<p>266</p>	<p>34M 34L</p>		<p>32F 33F</p>	
<p>267</p>	<p>34M 34L</p>		<p>32F 33F</p>	

Posteriores / Posteriors

Superiores / Upper

31Z

0°

falta foto

32F

10°



33F

10°



29M

20°



31M

20°



30M

33°



30L

33°



Inferiores / Lower

31Z

0°

falta foto

32F

10°



33F

10°



29M

20°



31M

20°



30M

33°



30L

33°



Posteriores / Posteriors

Superiores / Upper

32M

33°



32L

33°



34M

33°



34L

33°



Inferiores / Lower

32M

33°



32L

33°



34M

33°



34L

33°



Diente Infantil / Child teeth



Anterior inferior



Posterior inferior



Anterior superior



Posterior superior


Alta calidad en materiales y acabado, así como gran resistencia

The highest quality material and finish as well as great resistance

- Crosslinked
- Fluorescencia natural
- Pigmentación computarizada
- Larga durabilidad
- Varios moldes de anteriores y posteriores en 33°, 20°, 10°

- Crosslinked
- Natural fluorescence
- Computarized pigment
- Long durability
- Various anterior and posterior
- Molds available in 33°, 20°, 10°

Tonos New Hue*



59, 61, 62, 65, 66, 67, 81

Tonos Vita*




A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2

Contenedor para dientes Newtek

- Seis cajones
- Fabricado con material plástico ABS de alta resistencia
- Capacidad para 360 tabletas anteriores o 240 tabletas posteriores

Newtek teeth container

- Six draws
 - Heavy duty ABS plastic materials
 - 360 anteriors or 240 posteriors
- Newtek teeth carts*



g. ES-GS-0015/2016



Reg. ES-0472/20

newtek

Dientes de resina

Acrylic resin teeth



📍 **Matriz / Headquarters**
Industria del Plástico 2113
Frac. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx

📍 **CDMX / Mexico City**
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx

📍 **Estados Unidos / USA**
17800 S. Main St. 221
Gardena CA, USA 90248
customerservice@mdcdental.com

📱 /mdcdentaloficial

🌐 www.dental.com.mx

☎ 01 (800) 3637-800